



Notice & Indications

Veillez contrôler le package qui contient, **3 seringues de blanchiment, 3 seringues de gel reminéralisant, 6 tampons de vitamine E, 1 brosse à dent ECO, 1 boîte à gouttières ainsi que les gouttières de blanchiment.** Vous pouvez aussi contrôler sur l'app My ModeLab Dental.

Nous vous assurons pendant toute la durée du traitement et vous guidons jusqu'au résultat finale.

Notre traitement est unique, car il offre un pack tout en un, avec 99,9% de sécurité pour l'émail dentaire et la reminéralisation dentaire. (Quelques offres similaires existent mais aucune, aussi sécuritaire et efficace.)

En cas de perte d'une gouttière nous vous la referons sans frais additionnels. (Exclusivement pendant 15 jours après réception du traitement, ce qui équivaut à la durée du traitement.)

Veillez effectuer un **nettoyage des gouttières après chaque utilisation, puis de vos dents pour extraire tout liquide qui pourrait endommager votre émail.** (Les risques d'une mauvaise hygiène peuvent endommager le traitement.)

Veillez conserver dans un endroit sec et à température ambiante (16° à 24°), puis ne pas exposer les produits à la lumière du soleil.

Notre Kit ModeLab Clear Smile Blanchi, protège et reminéralise votre émail, la (couche externe qui protège votre dentine partie interne de votre dent).

Le liquide de blanchiment est du peroxyde de carbamide à 35%, CE. (Couleur transparente.)

Les tampons de protection de la gencive et de la lèvre est composé de l'huile de Vitamine E, CE. (Couleur transparente huilé.)

Le liquide de reminéralisation est composé de phosphate de calcium, CE (Couleur bleu) puis il vous aidera contre les sensibilités chaudes et au froid du traitement blanchissent puis protégera la sensibilité de votre dent, il augmente ainsi la dureté de votre dent.

Il est conseillé de faire ce traitement après les repas du soir, et avant de se coucher. **NE PAS LAISSER TOUTE LA NUIT !**

NE PAS AVALER LES LIQUIDES PENDANT LE TRAITEMENT !

Nous déclinons toute responsabilité contre le non-respect du mode d'emploi mentionné ci-dessus.

Mode d'emploi

1. Lire attentivement les informations d'utilisation et de sécurité avant toute application.
2. Le traitement a **une durée de 14 jours et veuillez respecter le temp maximum de 3 heures** maximum avec chaque produit blanchissant, le résultat dépend du respect de la procédure et de la discipline du client.
3. Le traitement débute par casser la partie supérieure indiqué d'un trait du tampon d'huile. Veuillez utiliser **la partie avec de l'huile et appliquer sur vos lèvres et vos gencives**. (Protège la sensibilité du au produit de blanchiment.) Usage unique jeté après utilisation.
4. Ajouter le liquide de Blanchiment, (seringue avec le produit transparent, peroxyde de carbamide) à l'intérieure de votre gouttière. **NE PAS METTRE PARTOUT, UNIQUEMENT SUR LES FACES AVANT !**
5. Appliquer votre gouttière fixer à l'aide de vos doigts. (Contrôler que les gouttières sont bien en place.)
6. **Laisser agir pendant 3 heures maximum**. (Si ce temp est dépasser, des dommages irréversibles peuvent surgir et nous déclinons toute responsabilité.) **Le taux élevé en Peroxyde de carbamide (35%) peut endommager votre émail si l'exposition est trop importante !**
7. Le jour suivant vous faite la même démarche sauf ne pas appliquer l'huile et à la place de la seringue blanchissante (couleur transparente), veuillez ajouter la seringue du liquide de reminéralisation, (produit de couleur bleu) **laisser agir pendant 3 heures maximum**.

A la fin et au début de chaque traitement veuillez rincer à l'eau les gouttières, puis dans la boite fournie pour ne pas accumuler des bactéries.

8. Le traitement consiste 1 Jour Blanchir et le suivant reminéraliser et ainsi de suite pendant 14 jours. 1 seringue = 2 utilisations, produit blanchissant et produit de reminéralisation.
9. Vous êtes heureux et avez le sourire faite le savoir à tout le monde. 🍷

Contre-indications

1. Consulter un Dentiste ou une Hygiéniste-dentaire avant de traitement
2. Le traitement n'enlève pas les tâches dû à une mauvaise hygiène buccale. (ex. Tarte...)
3. Le traitement ne peut pas être effectué si vous avez des problèmes de parodontie (déchaussement des dents) et des dents amovibles.
4. Le traitement est interdit aux patients qui ont une édentation mixte (avec des dents définitives et des dents de lait).
5. Le traitement est interdit en cas d'inflammation des gencives, blessures ou d'ulcères buccales.
6. Le Blanchiment est interdit aux femmes enceinte et à toutes personnes aillant moins de 18 ans.
7. Le traitement ne peut être effectuer que 3 mois après dès traitement buccaux (Chirurgie, reconstitutions dentaires...).
8. Ne pas utiliser plus que les 7 jours indiqué de blanchiment et pas plus qu'une fois par jour pendant 3 heures maximum.
9. Ce traitement de blanchiment est effectué a base de peroxyde de carbamide a un taux de 35%.
10. Eviter le contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux en cas de contact.
11. Tenir hors de portée des enfants.
12. Ne pas utiliser pendant les repas.